

TB3

N° d'art. 20003 – Boîtier de climatisation mobile en technologie sous vide



Une sécurité documentée jusqu'à 120 heures

Qualité certifiée: certification UN et IATA

Grâce à une technologie d'isolation sous vide innovante, le boîtier de climatisation TB3 garde la température intérieure constante jusqu'à 120 heures, sans apport d'énergie de l'extérieur.

Le boîtier garantit un verrouillage plombable sûr, vous permettant de l'utiliser pour le fret aérien dans le monde entier (cf. certification IATA).

La TB 3 peut aussi servir de petite variante à nos boîtiers de climatisation actifs, car une documentation intégrée par données est également disponible.

Les données sont soit éditées sur une imprimante thermique intégrée, soit transmises au PC ou à l'imprimante Handheld via une interface RS 232.

X Votre avantage:

- Aucun apport d'énergie de l'extérieur
- Maintien de la température intérieure jusqu'à 120 heures
- Sécurité documentée par un système de surveillance intégré
- Certification UN et IATA
- Plombage sûr
- Grande maniabilité et convivialité



Caractéristiques techniques

Modèle TB3
Numéro d'article 20003
Boîtier passif en technologie sous vide

Dimensions – Poids – Volume

Dimensions extérieures: 1 x p x h: 440 x 305 x 400 mm
Dimensions intérieures: 1 x p x h: 295 x 160 x 220 mm, comprend par ex. jusqu'à 8 sachets de thrombocytens
Poids à vide: 9,6 kg
Volume utile: 9,9 litres
Matériau extérieur: alliage d'aluminium structuré
Matériau intérieur: cuve PVC, emboutie sans soudure

Caractéristiques

Points de mesure: 2 capteurs avec enregistreur optionnel
Isolation: panneaux sous vide de conductibilité thermique = λ 4,5mW (mK)
Fermeture: verrou Butterfly, plombable
Sécurité: oint labyrinthe, verrouillage spécial
Contrôle de qualité: protocole de remise de production
Autonomie: jusqu'à 120 heures

Options/Accessoires

Enregistreur: enregistreur intégré avec batterie longue durée (2 ans)
Calibrage: oui
Imprimante: oui, thermique

Validation Certification

IML Institut Fraunhofer ADR/IATA/UN (sans options) tous les modèles CE



ThermoSecure®
medical equipment GmbH

Le dôme BP 10 910 · 1, Rue de la Haye · 95731 Roissy
Tel.: +33 (0)149 192 617 · Fax: +33 (0)149 192 100
E-Mail: france@thermosecure.de · www.thermosecure.de

